



Fauteuil de prélèvement hauteur fixe

Gamme 522

522

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 3 parties
- Dossier et jambièrre synchronisés, réglables par vérin à gaz
- La jambièrre peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 7cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient
- Equipé d'une paire de gouttières en polyuréthane noir réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Fauteuil avec support porte sérum et paire d'étau pour fixations d'étriers (en option)
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Capacité de charge : 180kg



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

Vous aimerez aussi :

Réf. **522+990** : Idem 522 mais équipé de 4 roulettes à frein diam. 125mm

ZOOM 522

Tête ergonomique
en option

Capacité
180kg

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique
support 350x270 avec étau

Equipé d'une paire d'étaux
en standard pour fixation étriers
(en option)

Support porte-sérum

Disponible
avec 4 roulettes
diam. 125mm (522+990)



ACCESSOIRES



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum

ACC 516

Option commande simultanée Dossier/jambière



ACC 125
Porte rouleau adaptable tous modèles



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 514-ASSISE
Protection plastique assise



ACC 514-522-JAMB
Protection plastique pour jambière



ACC 517-512
Protection plastique pour dossier



ACC 54005
Tête 1/2 Lune largeur 55cm, revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340 avec étau

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 350x270 avec étau



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC 32014
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC 110
Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban avec **plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno




Garonne



Potomac




Amour




Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 522 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com